




**MANOMETRE DIFFERENTIEL – TUBE DE PITOT**

Pour vents forts  
 jusqu'à 80 m/s



**Ref 253454 - Débitmètre / Pression**

- Anémomètre : 80 m/s / 0,001 / ±2.5%
- Débitmètre : 100 m³/mn / 0,001 / ±2.5%
- Pression : ±50 mbar / 0,01 / ±0.3 %
- Température : +50°C / 0,1 / ±1°C
- Unités : m/s, km/h, mbar, mmH2O, Pa
- Horodatage, Maxi / Mini / MOY / Zéro
- 100 mémoires / Logiciel + câble USB
- Livré avec mallette
- D Pitot : 300xØ8 mm / Tubes : 85 mm
- D : 210x75x50 mm / 340 g
- Pile : 6F22 / Arrêt auto



**Schéma du tube de Pitot**