

NETTOYEUR ULTRASONS



Réf 253512 - Avec chauffage / Grande capacité

- Capacité 6 litres
- Cuve acier inox
- Minuterie réglable de 1 à 30 minutes
- Afficheur LEDS
- Indicateur d'état
- Temp. chauffage 40°, 45°, 50°, 55° et 60°C
- Ventilateur refroidissement / Protection surchauffe
- Vanne de vidange
- Fonction dégazage
- Livré avec panier, couvercle et flexible de vidange
- D intérieures : 320x200x100 cm
- D : 438x300x250 mm / 5,5 kg
- AI : 230VAC – 310 W