

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	253711
<b>Désignation</b>	Dynamomètre

---

### Description :

- ✓ Précision  $\pm 1\%$  VM
- ✓ Traction / Compression
- ✓ Double affichage Kg/N
- ✓ Cadran rotatif à aiguille
- ✓ Embouts crochet, plat, conique,  $90^\circ$  convexe,  $90^\circ$  concave et rallonge 90 mm
- ✓ Dimensions : 230x60x50 mm / 620 g
- ✓ Mesure: 50n

### Unité de vente :

1 Dynamomètre

---