

FICHE TECHNIQUE

Référence	253713
Désignation	Dynamomètre

Description :

- ✓ Précision $\pm 1\%$ VM
- ✓ Traction / Compression
- ✓ Double affichage Kg/N
- ✓ Cadran rotatif à aiguille
- ✓ Embouts crochet, plat, conique, 90° convexe, 90° concave et rallonge 90 mm
- ✓ Dimensions : 230x60x50 mm / 620 g
- ✓ Mesure: 500n

Unité de vente :

1 Dynamomètre
