


Horloge radio-pilotée / Calendrier LCD



Ref 253813

- Température / Hygrométrie
- Lisibilité 30 m / Ch. : 108 – 36 mm
- Temp. ambiante : -10,0° à + 50,0°C
- Hygro. ambiante : 20 à 99 %RH
- Horloge radio-pilotée (12/24h) / Calendrier
- Jour en toutes lettres : 10 langues
- Date / Mois (auto) / Année (manuel)
- Alarme / Snooze (répétition)
- ABS noir / Ecran LCD
- Fixation murale / À poser
- D : 360x235x28 mm / 869 g
- Piles : 4xAA (non incl.)