

Pipette de sérologie Clearline

Caractéristiques :

- ✓ En polystyrène crystal
- ✓ Stérile (irradiation gamma)
- ✓ Sans DNase et RNase
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Code couleur pour une meilleure identification
- ✓ Couleur : Jaune
- ✓ Pipette cotonnée : oui
- ✓ Capacité : 1 ml
- ✓ Longueur totale : 279,4 mm
- ✓ Graduation : 0,01 ml
- ✓ Surgraduation : 0,04 ml
- ✓ Précision : +/- 2%
- ✓ Quantité par sachet : 100
- ✓ Quantité par carton : 1000



	Longueur	Diamètre interne	Diamètre externe
Pointe	N/A	1,67 mm	3,35 mm
Embout	N/A	2,96 mm	4,64 mm
Corps	N/A	N/A	N/A

Unité de vente :

1000 Pipettes