

Pipette de sérologie Clearline**Caractéristiques :**

- ✓ En polystyrène crystal
- ✓ Stérile (irradiation gamma)
- ✓ Sans DNase et RNase
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Code couleur pour une meilleure identification
- ✓ Couleur : Bleu
- ✓ Pipette cotonnée : oui
- ✓ Capacité : 5 ml
- ✓ Longueur totale : 348,15 mm
- ✓ Graduation : Bidirectionnelle, 0,1 ml
- ✓ Surgraduation : 2,5 ml
- ✓ Précision : +/- 2%
- ✓ Quantité par sachet : 50
- ✓ Quantité par carton : 200



	Longueur	Diamètre interne	Diamètre externe
Pointe	37,36 mm	1,57 mm	3,35 mm
Embout	N/A	8,03 mm	6,01 mm
Corps	311,15 mm	6,01 mm	8,03 mm

Unité de vente :
200 Pipettes