

**Pipette de sérologie Clearline****Caractéristiques :**

- ✓ En polystyrène crystal
- ✓ Stérile (irradiation gamma)
- ✓ Sans DNase et RNase
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Code couleur pour une meilleure identification
- ✓ Couleur : Rouge
- ✓ Pipette cotonnée : oui
- ✓ Capacité : 10 ml
- ✓ Longueur totale : 346,81 mm
- ✓ Graduation : Bidirectionnelle, 0,1 ml
- ✓ Surgraduation : 3 ml
- ✓ Précision : +/- 2%
- ✓ Quantité par sachet : 50
- ✓ Quantité par carton : 200



	Longueur	Diamètre interne	Diamètre externe
Pointe	37,36 mm	1,57 mm	3,35 mm
Embout	25,4 mm	5,72 mm	8,05 mm
Corps	285,75 mm	7,95 mm	9,6 mm

**Unité de vente :**  
200 Pipettes