

Pipette de sérologie Clearline**Caractéristiques :**

- ✓ En polystyrène crystal
- ✓ Stérile (irradiation gamma)
- ✓ Sans DNase et RNase
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Code couleur pour une meilleure identification
- ✓ Couleur : Magenta
- ✓ Pipette cotonnée : oui
- ✓ Capacité : 25 ml
- ✓ Longueur totale : 310,9 mm
- ✓ Graduation : Bidirectionnelle, 0,25 ml
- ✓ Surgraduation : 7 ml
- ✓ Précision : +/- 2%
- ✓ Quantité par sachet : 10
- ✓ Quantité par carton : 200



	Longueur	Diamètre interne	Diamètre externe
Pointe	39,24 mm	2,36 mm	4,78 mm
Embout	25,91 mm	5,08 mm	7,62 mm
Corps	249,35 mm	13,43 mm	15,16 mm

Unité de vente :

200 Pipettes