

### Micropipette Clearline

#### Caractéristiques :

- ✓ Système de blocage du volume pour éviter la modification de celui-ci lors du pipetage
  - ✓ Ergonomique : poignée profilée pour s'adapter à la main, support de doigt pour réduire la fatigue du poignet
  - ✓ Ejecteur réglable permettant de s'adapter aux différentes pointes
  - ✓ Poids léger
  - ✓ Système de ressorts souples
  - ✓ Entièrement autoclavable
  - ✓ Résistante aux UV
  - ✓ Livrée avec une clé de calibration
  - ✓ Chaque micropipette passe des procédures de validation et de contrôle strictes conformément à la norme EN ISO 8655
- 
- ✓ Volume : 0,5 - 10  $\mu$ l
  - ✓ Couleur : rouge
  - ✓ Canaux : monocanal



**Unité : 1 micropipette**