



## **FICHE TECHNIQUE**

REFERENCE: 257034

## **Micropipette Clearline**

## Caractéristiques :

- ✓ Système de blocage du volume pour éviter la modification de celui-ci lors du pipetage
- ✓ Ergonomique : poignée profilée pour s'adatper à la main, support de doigt pour réduire la fatigue du poignet
- ✓ Ejecteur réglable permettant de s'adapter aux différentes pointes
- ✓ Poids léger
- ✓ Système de ressorts souples
- ✓ Entièrement autoclavable
- ✓ Résistante aux UV
- ✓ Livrée avec une clé de calibrage
- Chaque micropipette passe des procédures de validation et de contrôle strictes conformément à la norme EN ISO 8655

Volume :  $100 - 1000 \mu l$ 

Couleur: bleu

Canaux: monocanal

**Unité: 1 micropipette**