

Micropipette Clearline

Caractéristiques :

- ✓ Système de blocage du volume pour éviter la modification de celui-ci lors du pipetage
 - ✓ Ergonomique : poignée profilée pour s'adapter à la main, support de doigt pour réduire la fatigue du poignet
 - ✓ Ejecteur réglable permettant de s'adapter aux différentes pointes
 - ✓ Poids léger
 - ✓ Système de ressorts souples
 - ✓ Entièrement autoclavable
 - ✓ Résistante aux UV
 - ✓ Livrée avec une clé de calibrage
 - ✓ Chaque micropipette passe des procédures de validation et de contrôle strictes conformément à la norme EN ISO 8655
-
- ✓ Volume : 0,5 - 10 μ l
 - ✓ Couleur : rouge
 - ✓ Canaux : 12 canaux



Unité : 1 micropipette