

FICHE TECHNIQUE

Référence	257064
Désignation	Bouteille 250 ml



Description :

- ✓ Bouteille SLS Select
- ✓ En verre borosilicaté 3.3 de très haute qualité selon ISO 3585
- ✓ Norme ISO 4796-1
- ✓ Avec bouchon GL45 en polypropylène bleu et bague de déversement anti-goutte
- ✓ Excellente résistance chimique et thermique
- ✓ Avec graduation blanche et zone de marquage
- ✓ Volume 250 ml
- ✓ Dimensions (\varnothing x h) 70 x 138 mm

Unité de vente :

10 Bouteilles 250 ml