

### Bain-marie SLS Lab Pro



La gamme SLS Lab Pro de bains-marie sans agitation de 2 à 28L offre des performances et une fiabilité de premier ordre pour les applications scientifiques de laboratoire et industrielles pour un contrôle constant de la température

#### **Caractéristiques**

Contrôle de la température PID, incréments de 0,1°C

Affichage de la température à LED

Réservoir en acier inoxydable

Surfaces peintes avec finition antibactérienne

Fonction de sécurité, coupe circuit thermique et alarme de surchauffe protégeant les travaux

Etalonnage de la température d'usine

Accessoires disponibles, nous contacter - Couvercle inclus

Construction : acier inoxydable 304 avec surface antibactérienne

Gamme de température : ambiante +5°C à +99°C - Stabilité :  $\pm 0,2$  °C

Sécurité : protection de surchauffe

Voltage : 230 V – Consommation : 0,55 kWh @ 37°C

Garantie : 3 ans

Dimensions ext. : 538 x 332 x 290 mm – Dimensions int. : 500 x 300 x 150 mm

Volume : 22 L

Vidange : oui

Poids : 11 kg

**Unité : 1 Bain-marie**