

FICHE TECHNIQUE

Référence	257109
Désignation	Flacon Media 20L avec bouchon



Description :

- ✓ Parfait pour une utilisation quotidienne en laboratoire
- ✓ Convient à de nombreuses applications, telles que le stockage de milieux de culture
- ✓ Fabriqué à partir de verre borosilicaté de haute qualité 3.3 selon ISO 3585
- ✓ Résistance à la chaleur et aux produits chimiques
- ✓ Bouchon et anneau verseur en polypropylène bleu GL45
- ✓ Graduations blanches et point de marquage pour un versement facile
- ✓ Normes selon ISO 4796-1
- ✓ Autoclavable
- ✓ Dimensions (diamètre x hauteur) : 299 x 505 mm
- ✓ Volume : 20 litres

Unité de vente :

1 Flacon