

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	257145
<b>Désignation</b>	Bécher en verre 5L



---

### Description :

- ✓ Idéal pour une utilisation générale en laboratoire
- ✓ Graduations blanches et point de marquage
- ✓ Fabriqué à partir de verre borosilicaté de haute qualité
- ✓ Haute résistance chimique et thermique
- ✓ Normes équivalentes à ISO 3819
- ✓ Dimensions (diamètre x hauteur) : 170 x 270 mm
- ✓ Volume : 5 litres

### Unité de vente :

2 Béchers

---