

FICHE TECHNIQUE

Référence	257147
Désignation	Bécher en verre 20L



Description :

- ✓ Idéal pour une utilisation générale en laboratoire
- ✓ Graduations blanches et point de marquage
- ✓ Fabriqué à partir de verre borosilicaté de haute qualité
- ✓ Haute résistance chimique et thermique
- ✓ Normes équivalentes à ISO 3819
- ✓ Dimensions (diamètre x hauteur) : 285 x 430 mm
- ✓ Volume : 20 litres

Unité de vente :

1 Bécher
