

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	257149
<b>Désignation</b>	Distributeur de réactif 2.5 - 30 ml



### Description :

- ✓ Les distributeurs sur flacon SLS Lab Basics sont conçus de manière ergonomique pour une utilisation facile et des performances exceptionnelles, en plus d'être extrêmement durables et fiables.
- ✓ Calibrés dans une installation d'étalonnage accréditée ISO 17025.
- ✓ Entièrement autoclavable
- ✓ Recalibrage facile : un seul outil pour recalibrer
- ✓ Manipulation favorable : conception ergonomique pour un échantillonnage pratique
- ✓ Distribution à basse pression même pour les gros volumes
- ✓ Verrouillage du volume : réglage du volume fluide et précis
- ✓ Adaptateur de bouteille universel : livré avec 4 adaptateurs supplémentaires
- ✓ Montage simple : montage par encliquetage du tube de refoulement
- ✓ Volume : 2.5-30 ml
- ✓ Graduation : 0.5 ml

### Unité de vente :

1 Distributeur de réactif