

### Factres à seringue ClearLine



De bonne résistance chimique, les factres seringues en esters de cellulose mixte sont efficaces dans la filtration de solvants organiques ou de solutions alcalines. Leurs applications sont diverses, entre autres, clarification, purification et stérilisation des fluides biologiques.

#### Caractéristiques :

- Membrane hydrophile
- Biologiquement inerte

#### Spécifications :

- Matériau : MCE - Esters de cellulose mixtes
- Code couleur : Vert
- Seuil : 0,22 µm
- Diamètre : 25 mm
- Débit (mL/mn@10psi) : 65-80
- Point de bulles (psi) : 42-54
- pH : 4-8
- Stérilité : Oui, rayon gamma
- Préfiltre : -

#### Unités :

50 Factres seringues