

### Filtres à seringue ClearLine



Composées de membranes hydrophobes, les filtres seringues en polyvinylidène sont d'une excellente résistance chimique contre la majorité des solvants organiques et autres composants agressifs. Ils conviennent pour la filtration de l'air ou de gaz.

#### Caractéristiques :

- Membrane hydrophobe pour solutions chargées en protéines
- Très faible adsorption protéique
- Bonne résistance aux solvants

#### Spécifications :

- Matériau : PVDF - Polyvinylidène
- Code couleur : Beige
- Seuil : 0,22 µm
- Diamètre : 25 mm
- Débit (mL/mn@10psi) : 30-40
- Point de bulles (psi) : 21-23
- pH : 1-14
- Stérilité : Non
- Préfiltre : Avec pré-filtre pour les solutions chargées

#### Unités :

50 Filtres seringues