


## FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

257297



## Plaques PCR SolidFrame

### Description :

- Le cadre rigide à demi-jupe reste rigide à toutes les températures des PCR, ce qui facilite une manipulation robotique fiable et garantit que l'étanchéité de chaque puits n'est pas compromise.
- Tubes à paroi mince fabriqués à partir de polypropylène 100 % vierge de qualité médicale
- Cadre rigide en polycarbonate
- Les puits low profile ont une capacité maximale de 225  $\mu$ l
- Plaque de qualité supérieure pour toutes les applications de PCR et qPCR
- La conception de style Roche bi-composants offre d'excellentes performances pour le lightcycler
- Certifié sans DNase, RNase, nucléase et ADN humain

### Caractéristiques :

Nombre de puits : 96  
Couleur du cadre : Naturel  
Couleur des puits : Blanc  
Jupe : Demi-jupée  
Style : Roche  
Volume de travail : 0,1 ml

**Unités : 50 plaques**