


## FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

257301



## Plaques PCR SolidFrame

### Description :

- Le cadre rigide à demi-jupe reste rigide à toutes les températures des PCR, ce qui facilite une manipulation robotique fiable et garantit que l'étanchéité de chaque puits n'est pas compromise.
- Tubes à paroi mince fabriqués à partir de polypropylène 100 % vierge de qualité médicale
- Cadre rigide en polycarbonate
- Les puits standards ont une capacité maximale de 330 µl
- Plaque de qualité supérieure pour toutes les applications de PCR et qPCR
- La conception de style ABI bi-composant offre une compatibilité avec la plupart des thermocycleurs ABI
- Certifié sans DNase, RNase, nucléase et ADN humain

### Caractéristiques :

Nombre de puits : 96  
Couleur du cadre : Naturel  
Couleur des puits : Naturel  
Jupe : Demi-jupée  
Style : ABI  
Volume de travail : 0,2 ml

**Unités : 50 plaques**