


FICHE TECHNIQUE**REFERENCE :****257302****Plaques PCR SolidFrame****Description :**

- Le cadre rigide à demi-jupe reste rigide à toutes les températures des PCR, ce qui facilite une manipulation robotique fiable et garantit que l'étanchéité de chaque puits n'est pas compromise.
- Tubes à paroi mince fabriqués à partir de polypropylène 100 % vierge de qualité médicale
- Cadre rigide en polycarbonate
- Les puits standards ont une capacité maximale de 330 µl
- Plaque de qualité supérieure pour toutes les applications de PCR et qPCR
- La conception de style ABI bi-composant offre une compatibilité avec la plupart des thermocycleurs ABI
- Certifié sans DNase, RNase, nucléase et ADN humain

Caractéristiques :

Nombre de puits : 96
Couleur du cadre : Naturel
Couleur des puits : Blanc
Jupe : Demi-jupée
Style : ABI
Volume de travail : 0,2 ml

Unités : 50 plaques