


Pointe à filtre 20 µL longue graduée faible rétention stérile**ClearLine Prime****Caractéristiques**

- Pointes à filtre ClearLine Prime longues graduées 20 µl
- Matériau : Pointes en polypropylène vierge naturel
- A filtre
- Stérile (e-beam)
- Low retention
- Compatibilité universelle
- Non autoclavable
- Stockage : Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante.
- Contrôle qualité : Chaque lot est certifié : RNase, DNase-free, exempt d'ADN humain, d'endotoxines et de pyrogènes
- Traçabilité : Sur chaque rack : un numéro de lot à 5 chiffres, la référence et la volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration.

Conditionnement

- 10 x 96 pointes, sur rack à charnières

Unités :

960 Pointes