


Pointe à filtre 10µL courte graduée faible retention stérile ClearLine**Caractéristiques**

- Pointes à filtre ClearLine Prime courtes graduées 10 µl
- Matériau : Pointes en polypropylène vierge naturel
- A filtre
- Stérile (e-beam)
- Faible rétention
- Compatibilité universelle
- Non autoclavable
- Stockage : Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante.
- Contrôle qualité : Chaque lot est certifié : RNase, DNase-free, exempt d'ADN humain, d'endotoxines et de pyrogènes
- Traçabilité : Sur chaque rack : un numéro de lot à 5 chiffres, la référence et la volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration.

Conditionnement

- 10 x 96 pointes, en système de recharge pour rack à charnière

Unités :

960 Pointes