


Pointe 1000µL graduée sur recharge low retention**ClearLine Prime****Caractéristiques**

- Pointes sans filtre ClearLine Prime graduées 1000 µl
- Matériau : Pointes en polypropylène vierge naturel
- Sans filtre
- Non stérile
- Low retention
- Compatibilité universelle
- Autoclavable 120°C 15 min 15 PSI
- Stockage : Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante.
- Contrôle qualité : Chaque lot est certifié : RNase, DNase-free, exempt d'ADN humain, d'endotoxines et de pyrogènes
- Traçabilité : Sur chaque rack : un numéro de lot à 5 chiffres, la référence et la volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration.

Conditionnement

- 8 x 96 pointes, en système de recharge pour rack à charnière

Unités :

768 Pointes