


Plaque PCR blanche 96 puits semi-jupés 0,1ml

- Plaque PCR blanche 96 puits
- Puits semi-jupés 0,1 ml
- Sans DNase, RNase et gDNA
- Sans pyrogène ni endotoxine
- Surface étiquetée : chiffres horizontaux (1-12) et lettres verticales (A-H)
- La technologie de paroi ultra mince offre un excellent effet de transfert de chaleur qui conduit à une amplification maximale
- Conception de bride et de tube conique pour une étanchéité efficace afin d'éviter l'évaporation et la contamination croisée
- Compatible avec la plupart des appareils automatiques
- Dimensions (L x l x H) : 128.3 mm x 85.5 mm x 15.7 mm

Unités :**50 Plaques PCR**