

### Cartouche d'extraction ClearLine

Avec les solvants appropriés, les cartouches de la gamme ClearLine permettent d'extraire des particules spécifiques d'une substance solide, permettant une analyse plus précise et plus rapide.

Neutres et sans matières grasses, elles confèrent une haute résistance mécanique et une excellente capacité de rétention. La très haute qualité des fibres utilisées pour les cartouches d'extraction permet une grande capacité de reproduction lors des analyses.

Caractéristique : Fibres de linters de coton

Dimensions : 33 x 940 mm

Épaisseur : 1 mm

Porosité : 5  $\mu$ m

#### **Unités :**

25 cartouches  
d'extraction