

Filtre papier qualitatif ClearLine

Composés de linters de coton et de fibres de cellulose d'une grande pureté (teneur en cendre de 0,06%), les filtres analytiques qualitatifs permettent de déterminer avec une grande précision la nature des éléments filtrés et de vérifier la composition des échantillons. Ils ont notamment une résistance meilleure aux produits chimiques et à l'humidité et peuvent ainsi être employés pour l'agroalimentaire, les boissons, l'analyse environnementale (air, sols...).

Application : Papier qualitatif à filtration très lente

Grammage DIN 53104 : 80 g/m²

Epaisseur : 0,16 mm

Porosité : 2-4 µm

Vitesse de filtration DIN 53137 : 200 sec

Résistance à l'éclatement : > 20 kg/cm²

Format : Disques plisés

Dimensions : 125 mm

Unités :

100 filtres