

Désignation

- PH-mètre de paillasse EZ-7 ClearLine

Référence

- 258269

Unité de vente : 1



- Un appareil de mesure de paillasse fiable et économique pour les mesures de routine du pH.
- Modèle économique
- Simple d'utilisation
- Compensation automatique de température (ATC)
- Porte-électrode intégré
- Fonction Hold et indicateur de stabilité
- Livré avec électrode et bras
- pH : Plage de mesure : -2,00 to 16,00
- Résolution : 0,01
- Précision : $\pm 0,01$
- mV Plage de mesure ± 2000
- Résolution 0,1 (jusqu'à $\pm 199,9$)
- Précision $\pm 0,02$ (jusqu'à $\pm 199,9$)
- Température : Plage de mesure 0,0 à 100,0
- Résolution 0,1
- Précision $\pm 0,3$
- Etalonnage : Jusqu'à 5 points
- Mémoire : 100 valeurs
- Température d'utilisation : 5°C à 45°C
- Dimensions : 15,5 x 17,5 x 6,9 cm
- Poids : 0,65 kg
- Garantie : 3 ans
- Sonde de température adaptée : référence 262921

