

## FICHE TECHNIQUE

## REFERENCE :

**258270A**




La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



## Pointes ClearLine

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un endroit propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Référence       | 258270A          |
| Conditionnement | 1 sachet de 1000 |
| Volume          | 10 µl            |
| Graduation      | 1, 2, 5, 10 µl   |
| Longueur        | 44,8 mm          |
| Couleur         | Naturel          |
| Filtre          | non              |
| Low Retention   | non              |
| Stérilité       | non              |
| Autoclavable    | oui              |



**Unités : 1000 Pointes**