

Pointe sans filtre 10 µl ClearLine® non stérile en vrac**pointe standard universelle - longue 45 mm**

La solution absolue pour les échantillons liquides.

ISO-8655 : la norme ISO-8655 établie par un laboratoire indépendant garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.

Caractéristiques

- Pointe standard
- Compatibles avec toutes les marques de micropipettes
- Volume : 10 µl
- Matériau : Polypropylène
- Dimensions : Longueur : 45 mm
- RNase/DNase free : Oui
- Conditionnement : en vrac

Unités :
1000 Pointes