

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

258275A




La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Pointes ClearLine

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un endroit propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

Référence	258275A
Conditionnement	sachet de 1000
Volume	200 µl
Graduation	10, 50, 100 µl
Longueur	51,44 mm
Couleur	Naturel
Filtre	non
Low Retention	oui
Stérilité	non
Autoclavable	oui



Unités : 1000 Pointes