

**Pointe sans filtre 300 µl ClearLine® non stérile en vrac - pointe standard universelle - longueur 59 mm**



- La solution absolue pour les échantillons liquides.
- Pointes sans filtre en polypropylène transparent
- ISO-8655 : la norme ISO-8655 établie par un laboratoire indépendant garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.
- Compatibles avec toutes les marques de micropipettes
- Volume 300 µl
- Matériau Polypropylène
- Longueur : 59 mm
- RNase/DNase free
- Conditionnement : en vrac