


**Pointes 300µL XT graduées rack Clearline Plus faible rétention stérile**  
**x96x8**

**Caractéristiques**

- Pointe
- Volume : 300 µl
- Graduation : 10, 50, 100, 200
- Longueur : 77,5 mm
- Couleur naturel
- Filtre : non
- Low retention
- Stérile
- En polypropylène vierge
- Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

**Unités :**

768 Pointes