

Désignation

- Micro-centrifugeuse sls basics pour tubes 1,5/2ml et 0,2ml couvercle gris

Référence

- 258353

Unité de vente : 1



Description

- Micro-centrifugeuse SLS Lab Basics
- Idéale pour concentrer les gouttes au fond du tube.
- Design compact
- Silencieuse (≤ 45 dB)
- Utilisation simple : démarrage et extension automatique à la fermeture/ouverture du couvercle
- Changement du rotor sans outils
- Vitesse : 7 000 rpm
- Accélération RCF : 2 680 g
- Capacité : 8 microtubes ou 32 tubes PCR 0.2ml
- Couleur du couvercle : gris
- Dimensions L x p x h : 160 x 170 x 122 mm
- Poids : 0.5 kg
- Livrée avec :
 - 1 micro-centrifugeuse
 - 1 rotor pour 8 microtubes 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml
 - 1 rotor pour 4 barrettes de 8 tubes PCR 0,2 ml

