


Pointe 10 μ L Hybridrack Clearline stérile low retention

- En polypropylène vierge
- Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

Référence	258355
Conditionnement	HybridRack : rack en carton avec plateau de pointe recyclable. (10 racks de 96 pointes)
Volume	0.1 - 10 μ l
Graduation	2, 5, 10
Longueur	45 mm
Couleur	Naturel
Low Retention	Oui
Stérilité	Oui – irradiation gamma



Unités :
960 pointes