



### Pointe 100 µL Hybridrack Clearline stérile low retention

- En polypropylène vierge
- Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| <b>Référence</b>       | 258357  | <p>100 µl STANDARDIZATION<br/>(Metric)</p>  |
| <b>Conditionnement</b> | HybridRack : rack en carton avec plateau de pointe recyclable. (10 racks de 96 pointes) |  |
| <b>Volume</b>          | 1 - 100 µl  |  |
| <b>Graduation</b>      | non   |  |
| <b>Longueur</b>        | 50,7 mm   |  |
| <b>Couleur</b>         | Naturel   |  |
| <b>Low Retention</b>   | Oui   |  |
| <b>Stérilité</b>       | Oui – irradiation gamma   |  |



**Unités :**  
960 pointes