


Pointe à filtre 300 µL XL Hybridrack Clearline stérile low retention

- En polypropylène vierge
- Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

Référence	258359
Conditionnement	HybridRack : rack en carton avec plateau de pointe recyclable. (8 racks de 96 pointes)
Volume	1 - 300 µl
Graduation	10, 50, 100, 200
Longueur	78 mm
Couleur	Naturel
Low Retention	Oui
Stérilité	Oui - irradiation gamma



Unités :
768 pointes