


Pointe à filtre 1250 µL Hybridrack Clearline stérile low retention

- En polypropylène vierge
- Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

Référence	258360
Conditionnement	HybridRack : rack en carton avec plateau de pointe recyclable. (8 racks de 96 pointes)
Volume	50 - 1250 µl
Graduation	200, 500, 1000
Longueur	102 mm
Couleur	Naturel
Low Retention	Oui
Stérilité	Oui - irradiation gamma



Unités :
768 pointes