


**Pointe 10µL Hybridrack Clearline stérile**

- En polypropylène vierge
- Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

<b>Référence</b>	258361
<b>Conditionnement</b>	HybridRack : rack en carton avec plateau de pointe recyclable. (10 racks de 96 pointes)
<b>Volume</b>	10 µl
<b>Graduation</b>	2, 5, 10
<b>Couleur</b>	naturel
<b>Filtre</b>	non
<b>Low Retention</b>	oui
<b>Stérilité</b>	oui
<b>Autoclavable</b>	Oui



**Unités :**  
960 pointes