


**Pointe à filtre 200 µL XL Hybridrack Clearline stérile low retention**

- En polypropylène vierge
- Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

<b>Référence</b>	258367
<b>Conditionnement</b>	HybridRack : rack en carton avec plateau de pointe recyclable. (8 racks de 96 pointes)
<b>Volume</b>	20 - 200 µl
<b>Graduation</b>	10, 50, 100, 200
<b>Longueur</b>	78 mm
<b>Couleur</b>	Naturel
<b>Low Retention</b>	Oui
<b>Stérilité</b>	Oui - irradiation gamma



**Unités :**  
768 pointes