


**POINTE CLEARLINE 20µL COMPATIBLE LTS SUR RACK**

- Volume : 20 µL
- Longueur : 49,5 mm
- Conditionnement : En rack Clearline Plus - 10 x 96
- Compatible avec les micropipettes Rainin LTS™
- Coloris plateau : rouge
- Faible rétention : non
- Autoclavable : oui
- Stérile : non
- Filtre : non
- Couleur : naturel
- Graduation : 2, 10
- Matériau : polypropylène



**Unités :  
960**