


**POINTE CLEARLINE 200 $\mu$ L COMPATIBLE LTS SUR RACK**

- Volume : 200  $\mu$ L
- Longueur : 50,200000000000003 mm
- Conditionnement : En rack Clearline Plus - 10 x 96
- Compatible avec les micropipettes Rainin LTS™
- Coloris plateau : jaune
- Faible rétention : non
- Autoclavable : oui
- Stérile : non
- Filtre : non
- Couleur : naturel
- Graduation : 10, 50, 100
- Matériau : polypropylène



**Unités :  
960**