


**POINTE A FILTRE CLEARLINE 1000µL COMPATIBLE LTS STERILE SUR
RACK HYBRIDRACK**

- Volume : 1000 µL
- Longueur : 98,59 mm
- Conditionnement : HybridRack Clearline - 8 x 96
- Compatible avec les micropipettes Rainin LTS™
- Coloris plateau : bleu
- Faible rétention : non
- Autoclavable : non
- Stérile : oui
- Filtre : oui
- Couleur : naturel
- Graduation : 200, 500, 1000
- Matériau : polypropylène



**Unités :
768**