

Pointe sans filtre 10 µl LongReach ClearLine® Plus - non stérile en recharge - faible rétention - pointe longue graduée

- Pointes sans filtre en polypropylène transparent
- ISO-8655 : la norme ISO-8655 établie par un laboratoire indépendant garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.
- Rack ClearLine® Plus sur recharge
- Pointe faible rétention
- Compatibles avec toutes les marques de micropipettes
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR

- Volume : 10 µl
- Graduations : 2, 5, 10 µl
- Coloris plateau : rouge
- Conditionnement : 10 x 96

10 Pointe Longreach longue 45mm **Rouge** 2, 5, 10 µl



Unités : 960