

**Pointe sans filtre 200 µl faible rétention - recharge pour rack**  
**ClearLine® Plus - Pointe universelle longueur 51,5 mm graduée -**  
**plateau jaune**

- Pointes sans filtre en polypropylène transparent
- ISO-8655 : la norme ISO-8655 établie par un laboratoire indépendant garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.
- Rack ClearLine® Plus sur recharge
- Pointe faible rétention
- Compatibles avec toutes les marques de micropipettes
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
  
- Volume : 200 µl
- Graduations : 10, 50, 100µl
- Coloris plateau : jaune
- Conditionnement : 10 x 96

200 Pointe universelle - longueur 51,5 **Jaune** 10, 50, 100 µl



Unités : 960