

Pointe sans filtre 300 µl faible rétention - recharge pour rack ClearLine® Plus - Pointe universelle longueur 59 mm graduée - plateau vert

- Pointes sans filtre en polypropylène transparent
- ISO-8655 : la norme ISO-8655 établie par un laboratoire indépendant garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.
- Rack ClearLine® Plus sur recharge
- Pointe faible rétention
- Compatibles avec toutes les marques de micropipettes
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR

- Volume : 300 µl
- Graduations : 10, 50, 100µl
- Coloris plateau : vert
- Conditionnement : 10 x 96



300 Pointe universelle - longueur 59 mm **Vert** 10, 50, 100 µl



Unités : 960