

Pointe sans filtre 10 µl Sharp ClearLine[®] Hybridrack - stérile en rack carton - pointe longue et fine graduée

- Pointes sans filtre en polypropylène transparent
 - ISO-8655 : la norme ISO-8655 établie par un laboratoire indépendant garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.
 - ClearLine HybridRack : rack en carton avec plateau de pointe recyclable (voir notre programme de recyclage sur Dutscher.com)
 - Pointe standard
 - Compatibles avec toutes les marques de micropipettes
 - Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
-
- Volume : 10 µl
 - Graduations : 1, 2, 5, 10 µl
 - Coloris plateau : rouge
 - Conditionnement : 10 x 96

10 Pointe Sharp fine longue 45mm **Rouge** 1, 2, 5, 10 µl



Racks Hybridrack

Unités : 960