

Pointe sans filtre 1000 µl faible rétention stérile - ClearLine® Plus -
Pointe longue 102 mm graduée - plateau bleu

- Pointes sans filtre en polypropylène transparent
- ISO-8655 : la norme ISO-8655 établie par un laboratoire indépendant garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.
- Rack ClearLine® Plus (rack à couvercle à charnière, empilable et avec code couleur)
- Pointe faible rétention
- Compatibles avec toutes les marques de micropipettes
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR

- Volume : 1250 µl
- Graduations : 200, 500, 1000 µl
- Coloris plateau : bleu
- Conditionnement : 8 x 96

1250 Pointe longue 102 mm **Bleu** 200, 500, 1000 µl



Unités : 768